

Anticorps Polyclonal Anti-Rin2 Pour Wb Et Elisa - Q8Wyp3

Numéro d'article: CM0013462

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RIN2 (interacteur 2 de Ras et Rab), également connue sous le nom de RASSF4. Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour les études de la voie d'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIN2 Rabbit pAb
Remarques/alias	MACS ; RASSF4 ; RIN2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	54453
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q8WYP3
Poids moléculaire de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac réfrigérant