


Anticorps Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99496

Numéro d'article: CM0007007



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre RING1B/RNF2 (RING2), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte RING1B humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche en épigénétique, chromatine et cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RING1B/RNF2 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	BAP1 ; DING ; BAP-1 ; HIP13 ; RING2 ; LUSYAM ; RING1B ; RING1B/RNF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-336 de RING1B/RNF2 humain (NP_009143.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99496
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace