


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ring1B/Rnf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Numéro d'article: CM0030750



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RING1B/RNF2 (ligase E3 ubiquitine-protéine RING2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RING1B/RNF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6045
ID de gène	6045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-336 de RING1B/RNF2 humain (NP_009143.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99496
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace