


Anticorps Monoclonal Lapin Polymab® Anti-Ring1B/Rnf2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99496

Numéro d'article: CM0005892



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin PolymAb® ciblant la RING1B/RNF2 humaine (ligase E3 d'ubiquitine), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie épigénétique et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RING1B/RNF2 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6045
GeneID	6045
Immunogène	Protéine recombinante de la RING1B/RNF2 humaine (NP_009143.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99496
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace