


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Riok2 Pour Wb, Elisa - Q9Bvs4

Numéro d'article: CM0018448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RIOK2 humain, adapté pour Western blot et ELISA. La cible est impliquée dans la biogenèse des ribosomes et la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour les applications de recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIOK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RIO2; RIOK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55781
GeneID	55781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 253-552 de RIOK2 humain (NP_060813.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BVS4
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace