

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Riox2/Mina53 Pour Wb Et Elisa - Q8Iuf8

Numéro d'article: CM0002516



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-RIOX2/MINA53 validé pour WB et ELISA, reconnaissant le RIOX2 humain, souris et rat. Cette déméthylase de lysine et hydroxylase ribosomique est impliquée dans la croissance cellulaire, la biogenèse des ribosomes et est surexprimée dans les cancers. Idéal pour la recherche en épigénétique et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RIOX2/MINA53 Lapin mAb
Remarques/Alias	ROX; MDIG; MINA; NO52; JMJD10; MINA53; RIOX2/MINA53
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84864
Immunogène	Peptide Synthétique (aa 350-450 du RIOX2/MINA53 humain, Q8IUF8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IUF8
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace