

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rip3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9QzL0

Numéro d'article: CM0005582



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-RIP3 pour la recherche sur la nécroptose et l'apoptose chez la souris. Validé pour les applications de western blot, d'immunofluorescence/immunocytochimie et d'ELISA. Immunogène recombinant issu des acides aminés 320-420 de RIP3 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIP3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Rip3; 2610528K09Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	11035
GeneID	56532
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 320-420 de RIP3 de souris (NP_064339.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZL0
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace