

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rip3 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Qzl0

Numéro d'article: CM0020566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RIP3 (Ripk3) de souris, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la nécroptose, l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RIP3
Remarques/Alias	Rip3 ; 2610528K09Rik ; RIP3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	11035
GeneID	56532
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 320-420 de la RIP3 de souris (NP_064339.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9QZL0
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace