

Anticorps Polyclonal Anti-Rip3/Ripk3 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Y572

Numéro d'article: CM0022111



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RIP3 humain (RIPK3). Validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la nécroptose, de l'apoptose et des interactions hôte-viral. Utilisez cet anticorps de qualité recherche pour explorer les voies de la mort cellulaire programmée et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RIP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIP3; RIPK3
Espèce	Humain
ID de Gène	11035
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 410-518 du RIP3 humain (NP_006862.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y572
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace