


Anticorps Monoclonal Anti-Ripk1/Rip Pour Wb, Ip, Elisa - Q13546

Numéro d'article: CM0003896



Introduction

Ce mAb Lapin [KD Validated] RIPK1/RIP détecte le RIPK1 humain. Validé pour WB, IP, ELISA. Idéal pour l'étude de l'apoptose médiée par le TNF, la nécroptose et les voies inflammatoires. L'immunogène recombinant assure une spécificité optimale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[KD Validated] RIPK1/RIP Rabbit mAb
Remarques/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8737
ID de Gène	8737
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q13546
Poids de la Protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace