


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ripk1/Rip (Validé Ko) Pour Wb, Ip, Elisa - Q13546

Numéro d'article: CM0004620



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre la protéine humaine RIPK1/RIP. Convient pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. L'immunogène recombinant couvre les acides aminés 465-671 ; détecte les isoformes d'environ 76/71 kDa. Régulateur clé de l'apoptose, de la nécroptose et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-RIPK1/RIP
Remarques/Alias	RIP ; RIP1 ; AIEFL ; IMD57 ; RIP-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8737
Identifiant du gène	8737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 465-671 de la protéine humaine RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13546
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa / 71 kDa
Expédition	Sac de glace