


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ripk1/Rip Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Numéro d'article: CM0030178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RIPK1/RIP (RIP1). Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utilisation en recherche pour l'apoptose, la nécroptose et la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin RIPK1/RIP
Remarques/Alias	RIP ; RIP1 ; AIEFL ; IMD57 ; RIP-1 ; RIPK1/RIP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8737
GeneID	8737
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine humaine RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13546
Poids Moléculaire Protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace