


Anticorps Polyclonal Anti-Ripk2 Pour Wb, Elisa - 043353

Numéro d'article: CM0019743



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RIPK2 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte la RIPK2 humaine, de souris et de rat, une kinase clé de l'immunité innée impliquée dans la signalisation NOD1/2 et l'activation de NF- κ B. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIPK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8767
GeneID	8767
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-540 de la RIPK2 humaine (NP_003812.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43353
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace