

Anticorps Monoclonal Anti-Ripk3 (Rip3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y572

Numéro d'article: CM0005985



Introduction

Anticorps monoclonal ciblant la protéine RIPK3 (RIP3) humaine, adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de nécroptose et d'apoptose dans la recherche sur le cancer et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ripk3 Mouse mAb
Remarques / Alias	RIP3 ; RIPK3
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	11035
GenelD	11035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de la RIP3 humaine (NP_006862.2).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y572
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace