

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ripk4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P57078

Numéro d'article: CM0028295

Introduction

CamelBio propose un Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-RIPK4 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec RIPK4 humain et murin. Idéal pour les études de différenciation des kératinocytes, d'homéostasie cutanée et d'activation de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RIPK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	54101
GenelD	54101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-520 de RIPK4 humain (NP_065690.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P57078
Poids Moléculaire Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace