


Anticorps Polyclonal Anti-RLN2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04090

Numéro d'article: CM0025092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la prorelaxine humaine H2 (RLN2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'espèce humaine et le rat. Idéal pour l'étude du remodelage du tissu conjonctif lié à la grossesse et de la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RLN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	6019
GeneID	6019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-185 de la RLN2 humaine (NP_604390.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04090
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace