

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rmi1 Pour Wb Et Elisa - Q9H9A7

Numéro d'article: CM0030857



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RMI1 humain (BLAP75/FAAP75), validé pour WB et ELISA. Reconnaît le RMI1 de souris. Idéal pour l'étude du contrôle des crossovers de l'ADN et de la recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RMI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BLAP75 ; FAAP75 ; C9orf76 ; RMI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80010
GeneID	80010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 du RMI1 humain (NP_079221.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9A7
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace