


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rmi2 Pour Wb, Elisa - Q96E14

Numéro d'article: CM0028730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain RMI2 (BLAP18), validé pour WB et ELISA. Essentiel pour la stabilité génomique et la recombinaison homologue ; adapté à la recherche sur la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RMI2
Remarques/Alias	BLAP18 ; C16orf75 ; RMI2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	116028 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'humain RMI2 (NP_689521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96E14
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace