

Anticorps Polyclonal Anti-Rmnd1 Pour Wb, Elisa - Q9Nws8

Numéro d'article: CM0023377

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le RMND1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la traduction mitochondriale et l'assemblage des ribosomes. Idéal pour le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RMND1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RMD1 ; C6orf96 ; COXPD11 ; bA351K16 ; bA351K16.3 ; RMND1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55005
GeneID	55005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-200 du RMND1 humain (NP_060379.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWS8
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace