

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rmnd5A Pour Wb, Elisa - Q9H871

Numéro d'article: CM0013733



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RMND5A, un composant central du complexe ligase E3 d'ubiquitine CTLH. Validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RMND5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	64795
Identifiant du gène	64795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-270 de la protéine humaine RMND5A (NP_073617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H871
Poids moléculaire de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace