


Anticorps Polyclonal Anti-Rnase1 Pour Wb, Elisa - P07998

Numéro d'article: CM0026979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la RNASE1 humaine (ribonucléase A), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'ARN et la recherche sur la fonction pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNASE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-156 de la RNASE1 humaine (NP_937875.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07998
Poids moléculaire protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace