

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnase2 Pour Wb, If-P, Elisa - P10153

Numéro d'article: CM0030062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RNASE2 humaine (EDN/RNS2, SWISS P10153). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la fonction des éosinophiles, de l'activité lysosomale et de la biologie des ribonucléases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RNASE2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6036
GeneID	6036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-161 de la RNASE2 humaine (NP_002925.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10153
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace