

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnase2 Pour Wb - 035291

Numéro d'article: CM0028497

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre la protéine RNASE2 de souris recombinante. Convient pour les applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA et validé chez les espèces humaine, souris et rat. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNASE2 Lapin pAb
Remarques/Alias	mR4; RNS2; Rnase2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6036
GeneID	53877
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-155 de la RNASE2 de souris (NP_001017422.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O35291
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace