


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnase3 Pour Ihc-P Et Elisa - P12724

Numéro d'article: CM0023953



Introduction

RNASE3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine cationique des éosinophiles (ECP) humaine. Validé pour IHC-P et ELISA, il convient à la recherche sur l'immunité innée et l'inflammation. - P12724

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNASE3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ECP ; RAF1 ; RNS3 ; RNASE3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6037
GeneID	6037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-160 de la RNASE3 humaine (NP_002926.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P12724
Poids Moléculaire Protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace