


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arnse3 Pour Wb, Elisa - P12724

Numéro d'article: CM0017823



### Introduction

CamelBio fournit l'anticorps polyclonal de lapin anti-ARNSE3 pour WB et ELISA, ciblant la protéine cationique des éosinophiles (ECP) humaine impliquée dans la défense de l'hôte et l'inflammation. Réactivité croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ARNSE3 Rabbit pAb                                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | ECP; RAF1; RNS3; RNASE3                                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 6037                                                                                                                                            |
| GeneID               | 6037                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-160 de l'ARNSE3 humain (NP_002926.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Rat                                                                                                                                     |
| SWISS                | P12724                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 18 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sachet réfrigérant                                                                                                                              |