


Anticorps Polyclonal Anti-Rnase6 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q93091

Numéro d'article: CM0013931



Introduction

RNASE6 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'activité antimicrobienne de la RNase K6 et l'immunité des voies urinaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNASE6 Rabbit pAb
Remarques/alias	RAD1 ; RNS6 ; RNasek6 ; RNASE6
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	6039
Identifiant du gène	6039
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la RNASE6 humaine (NP_005606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q93091
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac de glace