


Anticorps Monoclonal Anti-Armseh1 Pour Wb, Elisa - O60930

Numéro d'article: CM0006303



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant l'ARNSEH1 humaine, immunogène aa 140-286, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les hybrides ARN-ADN et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARNSEH1 Mouse mAb
Remarques / Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Espèce	Humain
GeneID	246243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 140-286 de l'ARNSEH1 humaine (O60930)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60930
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace