


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnaseh1 Pour Wb Et Elisa - O60930

Numéro d'article: CM0029118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RNASEH1 de haute qualité pour Western blot et ELISA. Détecte le RNASEH1 humain, souris et rat (32kDa). Idéal pour l'étude de la dynamique des hybrides ARN-ADN, de la terminaison de la transcription et de la biologie des R-loops.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNASEH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	246243
ID de gène	246243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-286 du RNASEH1 humain (NP_002927.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60930
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace