


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnaseh2A Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75792

Numéro d'article: CM0013214



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre RNASEH2A, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le syndrome d'Aicardi-Goutières.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | RNASEH2A pAb de Lapin                                                                                                             |
| Remarques/Alias             | AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A                                                                                 |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                            |
| GeneID                      | 10535                                                                                                                             |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-299 de la RNASEH2A humaine (NP_006388.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                             |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée          | Humain, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                       | O75792                                                                                                                            |
| Poids Moléculaire Protéique | 33kDa                                                                                                                             |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                      |