


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnaseh2C Pour Wb Et Elisa - Q8Tdp1

Numéro d'article: CM0017620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RNASEH2C humaine (AGS3/AYP1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude du traitement des hybrides ARN:ADN et des mécanismes de réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNASEH2C Rabbit pAb
Remarques/Alias	AGS3 ; AYP1 ; RNASEH2C
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	84153
ID du gène	84153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 de la RNASEH2C humaine (NP_115569.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8TDP1
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace