

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnd1 Pour Wb - Q92730

Numéro d'article: CM0013261



Introduction

Le pAb de lapin anti-RND1 est un anticorps polyclonal ciblant le RND1 humain, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du remodelage du cytosquelette d'actine et de la formation des prolongements neuronaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin anti-RND1
Remarques/Alias	ARHS ; RHO6 ; RHOS ; RND1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27289
GeneID	27289
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 133 et 232 du RND1 humain (NP_055285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q92730
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant