

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Numéro d'article: CM0024157

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF10 humain, une ligase E3 d'ubiquitination clé pour le contrôle de qualité des ribosomes. Validé en WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une protéine d'environ 90 kDa, idéal pour l'étude des réponses au stress et de la protéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	RNF10 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF10; RIE2; protéine à doigt RING 10
Espèce	Humain, Souris, Rat
GeneID (humain)	9921
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 660-760 du RNF10 humain (NP_055683.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5U6
Poids Protéique	89kDa/90kDa
Expédition	Sac de glace