

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rnf10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Numéro d'article: CM0005284

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le RNF10 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude du contrôle de qualité des ribosomes et de l'ubiquitination dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF10 mAb Lapin
Remarques/Alias	RIE2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9921
GeneID	9921
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 660-760 du RNF10 humain (NP_055683.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5U6
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace