

## Anticorps Polyclonal Anti-Rnf11 Pour Wb, Elisa - Q9Y3C5

Numéro d'article: CM0029016

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF11 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation inflammatoire médiée par l'ubiquitine et des voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | RNF11 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | CGI-123; SID1669; RNF11                                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 26994                                                                                                                       |
| GeneID             | 26994                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-154 du RNF11 humain (NP_055187.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée | Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS              | Q9Y3C5                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 17kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |