

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf114 Pour Wb, Elisa - Q9Y508

Numéro d'article: CM0016851

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine humaine RNF114, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine RNF114 humaine et murine, une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans la régulation de NF- κ B, le contrôle du cycle cellulaire et l'immunité innée. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF114 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF313; PSORS12; RNF114
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55905
GeneID	55905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de la protéine humaine RNF114 (NP_061153.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y508
Poids moléculaire protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace