

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf115 Pour Wb, Elisa - Q9Y4L5

Numéro d'article: CM0020433

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre RNF115 (BCA2, ZNF364) validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. RNF115 est une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'autophagie, l'immunité antivirale et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF115 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27246
GeneID	27246
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-140 de RNF115 humain (NP_055270.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9Y4L5
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace