


Anticorps Polyclonal Anti-Rnf126 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv68

Numéro d'article: CM0021451



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RNF126, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude des fonctions des ligases E3 de l'ubiquitine dans le contrôle de la qualité des protéines et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF126 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF126 ; protéine à doigt RING 126
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120 à 200 de la protéine RNF126 humaine (NP_919442.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BV68
Poids moléculaire	33 kDa/35 kDa
Expédition	Sac de glace