


Anticorps Polyclonal Anti-Rnf126 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv68

Numéro d'article: CM0019501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ligase E3 de l'ubiquitine RNF126 humaine, adapté au Western blot, à l'IHC-P, à l'IF/ICC et à l'ELISA. Détecte RNF126 de 34 kDa chez l'humain, la souris et le rat pour les recherches sur l'ubiquitination et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF126 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF126
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55658
ID du gène	55658
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BV68
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	sac réfrigérant