

Anticorps Monoclonal Anti-Rnf14 Pour Wb, Elisa - Q9Ubs8

Numéro d'article: CM0003601

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RNF14 validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine RNF14 humaine, murine et de rat, une ligase E3 clé dans le contrôle qualité de la traduction et la signalisation Wnt. Idéal pour la recherche mécanistique et diagnostique.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	AcM de lapin anti-RNF14
Remarques/Alias	ARA54 ; HFB30 ; TRIAD2 ; HRIHFB2038 ; RNF14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9604
Identifiant du gène	9604
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBS8
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace