


Anticorps Polyclonal Anti-Rnf144A Pour Wb, Elisa - P50876

Numéro d'article: CM0020243



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF144A humain (UIP4), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour la recherche sur l'ubiquitination, les dommages à l'ADN et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF144A Lapin pAb
Remarques/Alias	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-179 du RNF144A humain (NP_055561.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P50876
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac glace