

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf149 Pour If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Numéro d'article: CM0024536

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF149 humain (43kDa) pour IF/ICC et ELISA. Détecte le RNF149 endogène ; réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les ligases E3 et la dégradation de BRAF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAc Lapin RNF149
Remarques/Alias	RNF149; DNAPTP2; protéine à doigt en anneau 149
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	284996
GeneID	284996
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du RNF149 humain (NP_775918.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8NC42
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace