

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf149 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Numéro d'article: CM0015386

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RNF149 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le RNF149 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de l'ubiquitination et des voies de dégradation de BRAF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin anti-RNF149
Remarques/Alias	DNATP2; RNF149
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	284996
ID de Gène	284996
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-400 du RNF149 humain (NP_775918.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NC42
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace