

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf152 Pour Wb, Elisa - Q8N8N0

Numéro d'article: CM0019657

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RNF152 pour WB et ELISA, ciblant l'E3 ubiquitine-protéine ligase humaine RNF152 (UniProt Q8N8N0). Validé pour la recherche sur la signalisation mTORC1 et les voies de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF152 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF152
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	220441
ID de gène	220441
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de la RNF152 humaine (NP_775828.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N8N0
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace