

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf166 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96A37

Numéro d'article: CM0024785

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RNF166 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de l'E3 ubiquitine ligase dans l'immunité innée et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF166 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNF166
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	115992
GeneID	115992
Immunogène	Peptide synthétique, correspondant aux acides aminés 102-201 de RNF166 humain (NP_849163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A37
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace