

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf166 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Numéro d'article: CM0017194

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du RNF166 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible la ligase E3 ubiquitine impliquée dans l'autophagie et l'immunité innée. Convient aux applications de recherche en diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF166 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF166
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	115992
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 du RNF166 humain (NP_849163.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96A37
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace