


Anticorps Polyclonal Anti-Rnf168 Pour Wb, Elisa - Q8Iyw5

Numéro d'article: CM0030001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ligase E3 ubiquitine-protéique humaine RNF168, validé pour le Western blotting et l'ELISA. Détecte le RNF168 humain et de souris, un régulateur clé de la réponse aux dommages à l'ADN et de l'ubiquitination des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF168 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIDL; hRNF168; RNF168
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	165918
GeneID	165918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-571 du RNF168 humain (NP_689830.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IYW5
Poids de la Protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace