

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf180 Pour Wb Et Elisa - Q86T96

Numéro d'article: CM0020373

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la RNF180 humaine recombinante (acides aminés 1-416). Reconnaît la RNF180 humaine, murine et de rat. Validé pour le western blot et l'ELISA. Idéal pour les études d'ubiquitination et de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-RNF180
Remarques/Alias	RINES ; RNF180
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	285671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-416 de la RNF180 humaine (NP_848627.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86T96
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Glacière