

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf181 Pour Wb Et Elisa - Q9P0P0

Numéro d'article: CM0015889

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RNF181 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. La cible est l'E3 ubiquitine-protéine ligase RNF181, impliquée dans l'ubiquitination et la régulation du protéasome. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RNF181
Remarques/Alias	HSPC238; RNF181
Espèce	Humain
ID du gène	51255
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 de RNF181 humain (NP_057578.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P0P0
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace