

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf185 Pour Wb Et Elisa - Q96Gf1

Numéro d'article: CM0024401

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RNF185, adapté pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la mitophagie, le stress du RE, l'ERAD et l'immunité antivirale innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF185 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF185
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91445
GeneID	91445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la RNF185 humaine (NP_689480.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GF1
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace