


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rnf20 Pour Wb Et Elisa - Q5Vtr2

Numéro d'article: CM0005904



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-RNF20 de haute qualité pour Western blot et ELISA. Réagit avec le RNF20 humain et souris, une ligase d'ubiquitination de l'histone H2B. Idéal pour la recherche épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF20 Lapin mAb
Remarques/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	56254
ID de Gène	56254
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du RNF20 humain (Q5VTR2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5VTR2
Poids Protéique	114kDa
Expédition	Sac de glace